

Souprava SET 840 S

Kompenzační pomůcka s audio výstupem a indukční smyčkou EZT 3011 a je určena pro spojení s klasickými sluchadly nebo běžnými sluchátky.



Vlastnosti

- Bezdrátový přenos pomocí rádiových vln
- Optimální zvuk s dobrou srozumitelností
- Výrazné zesílení řeči i hudby
- Jednoduchá obsluha a snadné ovládání hlasitosti
- Ekonomický provoz s akumulátorem (až 9 hodin provozu)
- Prostorové slyšení díky stereo vjemu
- Ergonomický design, nízká hmotnost
- Pohodlné nošení

INDUKČNÍ SMYČKA PRO PŘEPÁŽKY



Jednoduché řešení

pro **odstranění komunikační bariéry** se širokým využitím – nejen individuální využití v bytě, ale na všech přepážkách např. **informace, u lékaře, hotely, obchody, banky, úřady, školy!!!**

- Výrazně zkvalitňuje komunikaci mezi pracovníkem a sluchově postiženým klientem - nositelem sluchadla.
- Ten si nastaví sluchadlo na polohu T nebo MT. Mikrofon na zapnutém zařízení snímá hlas mluvčího, který je přenášen magnetickým polem indukční smyčky. Sluchadlo přijímá toto pole a umožňuje tak uživateli lepší poslech s menším rušením hlukem okolí, čímž celá konverzace se stává pro obě strany mnohem příjemnější a efektivnější. Dosah zařízení je přibližně do 1,5 metru.
- Osobní smyčka má jednoduchou obsluhu a je přenosná. Lze jí napájet z vestavěného akumulátoru a ze sítě 230V/50Hz.)
- Zařízení také umožní úspěšně zaměstnat pracovníka se sluchadlem na pracovišti, kde je třeba komunikovat s klienty, a nebo se spolupracovníky.
- Zařízení lze dovybavit také externím mikrofonom pro případ využití při poslechu televize nebo radiového přijímače.
- Zařadí se mezi posluchače a informátora - vzdálenost kolem 1m, nevadí skleněná stěna. Provoz na napáječ a akumulátoru.

BLUETOOTH INDUKČNÍ SMYČKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM

LoopSet je bezdrátová individuální indukční smyčka a je založena na technologii bluetooth.



To znamená, že je možné ji používat se všemi mobilními telefony, které bluetooth technologii podporují. Tento model podporuje připojení na jedno zařízení. Bezproblémový poslech písniček ve formátu mp3 přímo z mobilních telefonů Nokia (u ostatních modelů telefonů dle jednotlivých typů).

Smyčka má vestavěnou nabíjecí baterii. Součástí dodávky jsou různé typy nabíječek.

Funkce: Smyčka je zavěšena na krku uživatele. Sluchadlo musí být přepnuto do polohy T nebo MT. Hovor se přijme tlačítkem na smyčce. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka na smyčce. Mobilní telefon nemusíte mít vůbec v ruce, stačí být od něj v dosahu max.10m.

INDUKČNÍ SMYČKA CLA 7



Indukční smyčka pro použití okolo krku s mobilním telefonem.

Indukční smyčka pro použití okolo krku je kompatibilní s **mobilem telefonu**, připojuje se zástrčkou typu **jack2,5mm**.

INDUKČNÍ SMYČKA LA-215



Zesilovač může být připojen k audio zdrojům (TV, radio, hifi systému atd.) pomocí kabelů s konektory scart, cinch a jack (všechny kabely i konektory jsou dodávány). V balení najdete také 37 m dlouhý kabel, pomocí kterého vytvoříte smyčku okolo pokoje, ve kterém chcete smyčku používat. Konce kabelu se připojí na zadní straně do zesilovače do konektorů „Loop Cable“. Pokud budete mít sluchadlo přepnuto do polohy T nebo MT a budete uvnitř smyčky, uslyšíte ve sluchadle zvuk z této indukční smyčky. Pokud chcete slyšet i zvuky z místnosti, přepněte sluchadlo do polohy MT, nebo připojte k zesilovači indukční smyčky externí mikrofon. Indukční smyčka se zesilovačem LA-215 generuje signál, který můžete slyšet pomocí jakéhokoli sluchadla se zabudovanou indukční cívkou.

ZESILOVAČ INDUKČNÍ SMYČKY

Geemarc LH600



- Přenosná indukční smyčka, vhodná pro domácí použití.
- Kvalita zvuku je na vysoké úrovni a přináší kvalitní a nerušený poslech.
- Umožňuje uživateli se sluchadlem poslech TV, rádia, CD, Ipod, telefonu nebo jakéhokoliv jiného audio zařízení se zapnutou indukční smyčkou ve sluchadle. V tomto režimu nebude uživatel rušen žádnými rušivými zvuky v pozadí.
- Hlasitost poslechu lze přitom nastavit na jakoukoliv úroveň, aniž by se tím narušovala zvuková pohoda lidí v okolí.

INDUKČNÍ SMYČKA K TELEFONU MUSIC-LINK



Vhodná pro všechny sluchadla nebo kochleární implantáty vybavené indukčním poslechem.

Indukční háčky se zavěsí za sluchadlem na pravé a levé straně ucha.

Vhodné pro poslech hudby (MP3, iPod apod.) ve stereo kvalitě na obě sluchadla.

INDUKČNÍ SMYČKA K TELEFONU

CLA 7



Je určena pro lidi se sluchadly, které mají funkci "T" (indukční smyčka).

Indukční smyčka pro použití okolo krku je kompatibilní s mobilním telefonem pomocí zástrčky typu jack 2,5mm.

INDUKČNÍ SMYČKA K TELEFONU

BTH 1410 NL



Přijímač s indukční smyčkou pro Bluetooth příjem zvuku pro sluchadla **“T”**. Lehký komfortní přijímač, který umožňuje poslech okolního zvuku. Ideální pro blízkou konverzaci. Přirozený čistý zvuk v kvalitě **do 120 dB**. Nastavení tónu podle potřeb. Velké „PHONE“ tlačítko pro příjem a ukončení hovorů.

HEAR IT ALL



univerzální bezdrátový komunikátor pro zlepšení porozumění: TV, řeči, telefonu

HearIt All je univerzální bezdrátový komunikátor pro osoby se zhoršeným sluchem, kterým pomáhá zůstat v kontaktu v každodenním životě.

HearIt All přináší dodatečné zesílení v mnoha standardních denních situacích a ulehčí vnímání řeči a zvuků při:

- sledování TV
- poslechu hudby
- konverzaci v hluku
- telefonování na pevné lince
- telefonování mobilním telefonem